

APERTURA Y MANEJO DE EMPAQUE CREDO

1 Retirar tapa aislante y TIC superior



2 Extraer las muestras y el sobre amarillo



3 Cerrar empaque y entregar empaque al mensajero

TOMAR EL REGISTRO DE LA TEMPERATURA Y ANOTARLA EN LA GUÍA DE ENTREGA ASI COMO LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE, FIRMA, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN

IMPORTANTE: NO OLVIDE EXTRAER EL SOBRE AMARILLO, QUE VIENE DENTRO DEL EMPAQUE YA QUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA SU ESTABLECIMIENTO

Cualquier duda o aclaración informe a la brevedad comunicándose al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea en los **teléfonos 01-55-63-92-22-50 al 99** en las extensiones 51663, y 51659